


# Gluceofine® Pro

## Gönnen Sie sich das Pro an Sicherheit!

### Gluceofine® Pro Sicherheits-Pen-Nadeln

- Sichere Insulininjektion – keine Gefahr von Nadelstichverletzungen
- Patentierter Verriegelungsmechanismus verhindert Wiederverwendung der benutzten Nadel
- Entspricht Direktive EU 2010/32 §4, Art. 7 und TRBA250
- Verschiedene Nadellängen für individuelle Ansprüche
- Extra dünne Nadel mit Silikonbeschichtung – für maximalen Komfort
- Farbkodierung zur einfachen und sicheren Erkennung der Nadellänge
- Kompatibel mit allen Insulinpens – EN ISO 11608-2:2012

Nadellänge	Inhalt	Art.Nr.	PhzNr DE
5mm (30G x 0,30mm)	100 Stk	4296015	14006182
8mm (30G x 0,30mm)	100 Stk	4296016	14006199



#### Tipp:

Verwenden Sie zu verschiedenen Tageszeiten verschiedene Injektionsstellen, um unnötige Schmerzen und Gewebsveränderungen zu vermeiden.

### Gluceofine® Pro Pen-Nadeln

- Verschiedene Nadellängen für individuelle Ansprüche
- Großer Innendurchmesser für besseren Insulindurchfluss
- Extra dünne Nadel mit Silikonbeschichtung – für maximalen Komfort
- Besonders feine Nadelspitze für eine angenehme Injektion
- Farbkodierung zur einfachen und sicheren Erkennung der Nadellänge
- Kompatibel mit allen Insulinpens – EN ISO 11608-2:2012

Nadellänge	Inhalt	Art.Nr.	PhzNr DE
5mm (31G x 0,25mm)	100 Stk	4264017	14006153
8mm (31G x 0,25mm)	100 Stk	4264018	14006176

