

Gluceofine[®] Pro

Gönnen Sie sich das Pro an Sicherheit!

Gluceofine[®] Pro Sicherheits-Lanzetten

- Sterile Sicherheitslanzette
- Vorbeugung von Nadelstichverletzungen
- Entspricht Direktive EU 2010/32 §4, Art. 7 und TRBA250
- Druckauslösung gewährleistet optimale Distanz zwischen Lanzette und Haut
- Ideal auch für Patienten mit eingeschränktem Sehvermögen oder mit verminderter Feinmotorik
- Ultra-feine Nadel für geringes Schmerzempfinden



Nadellänge	Inhalt	Art.Nr.	PhzNr DE
23G	100 Stk	4292014	14006207
28G	100 Stk	4292013	14006213

Nadellänge	Stechtiefe	Blutmenge	Ideal für
23G	2,2 mm	30 - 70 µl	dicke und verhornte Haut
28G	1,5 mm	bis zu 10 µl	dünne Haut und Kinder

