

Gluceofine®

Gluceofine®

Gluceofine®



Inhalt des Gluceofine® Messgeräte-Sets

(PZN 02486308)

- Blutzucker-Messgerät
- 25 Blutzucker-Teststreifen
- Stechhilfe
- 25 Lanzetten
- Benutzerhandbuch
- Garantiekarte
- Blutzuckerpass
- Funktionelles Etui
- 2 Ersatzbatterien

| Zubehör / Verbrauchsmaterial: | PZN |
|--|----------|
| Gluceofine® Blutzucker-Teststreifen (50 St.) | 02486923 |
| Gluceofine® Lanzetten (200 St.) | 02491479 |
| Gluceofine® Kontroll-Lösung (2 x 3,5 ml) | 02489324 |
| Gluceofine® Stechhilfe | 02490161 |
| Datenkabel zur PC-Auswertung | |

Technische Daten (Auszug):

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Probenvolumen | 0,5 µl |
| Messzeit | 5 Sekunden |
| Messbereich | 10-600 mg/dL (0,6-33,3 mmol/L) |
| Kalibrierung | Plasma-kalibriert |
| Probentyp | Kapillares Vollblut |
| Speicherkapazität | 365 Messwerte |
| Gewicht | 46 g (inklusive Batterien) |



Noch Fragen? Wir sind gern telefonisch für Sie da!



METRADO GmbH
Auf Pfuhlst 1
D-66589 Merchweiler
Tel. +49 (0)6825 952278-0
www.metrado.de

Mit freundlicher Empfehlung

GF-PIF-MTR-D Rev. 2013-10-28

© Jd-photo design - Fotolia.com



Gluceofine®
Blutzucker-Mess-System

Smart & zuverlässig: Einfach messen!

Smart & zuverlässig: Einfach messen!

Smart & zuverlässig: Einfach messen!

Blutzucker-Mess-System:

Smart & zuverlässig: Einfach messen!

- ➔ **Auto-coding-System**
Ein patentiertes Verfahren erkennt beim Einführen des Teststreifens automatisch den Teststreifen-Code
- ➔ **Großes Display**
- ➔ **Ergonomisches Design**
- ➔ **Einfaches und sicheres Einführen des Teststreifens**
- ➔ **Teststreifen-Auswurf**
- ➔ **Plasma-kalibriert**
gemäß internationalem Standard
- ➔ **Ereignisbezogene Speicherung der Messergebnisse**
(nüchtern, Mahlzeiten, Medikamenten-Einnahme, sportliche Aktivitäten)
- ➔ **Bis zu 5 Alarmzeiten einstellbar**
(zur Erinnerung an die Messung)



Messergebnis nach 5 Sekunden

In nur 5 Sekunden stellt das **Glucoseofine®**-Blutzucker-Mess-System zuverlässige Daten bereit.



Geringe Blutmenge

Das **Glucoseofine®**-Blutzucker-Mess-System benötigt zur Messung nur 0,5 µl Blut.



Teststreifen-Auswurf

Die praktische Auswurf-taste gewährleistet die sichere Entfernung des benutzten Teststreifens.

Dies ist vor allem dann wichtig, wenn der Patient die Messung nicht selbst durchführt.



Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung

Das große, beleuchtete Display ermöglicht das schnelle und sichere Ablesen der ermittelten Werte.



Einfache Bedienung

Durch große Tasten ist die Bedienung des **Glucoseofine®**-Blutzucker-Mess-Systems sehr benutzerfreundlich.